



ENTRETIEN DE VOTRE AIDE AUDITIVE

Nettoyez vos appareils avec des lingettes désinfectantes.

Tous les soirs, placez les aides auditives dans la boîte ronde contenant la **pastille déshydratante**.

Attention : la pastille est à changer quand elle est jaune pâle ou blanche (tous les 3 mois).

Dans le cas d'aides auditives rechargeables, placez-les dans le chargeur, tous les soirs.



VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ?

Est-il bien allumé ?

La pile est-elle bonne ?

Y a-t-il du cérumen sur l'embout ? Enlevez l'excès à l'aide de la brosse fournie.

**NOUS RESTONS
À VOTRE ÉCOUTE**



Métropole AUDITION

le confident de votre oreille

35, rue Jean Jaurès • CROIX • Tel.03 20 72 49 76

www.metropole-audition.fr contact@metropole-audition.fr